

NEU!

Tiefkühlreiniger

Bis -30 °C · Hochwirksam · Materialschonend



Tiefkühlreiniger

Kanister 10 L: Art.-Nr. 68100085010

 **Bestell-Hotline: 0800 - 377 86 32**
 **Mail: bestellung@dr-stoecker.de**

**Jetzt auch
ONLINE bestellbar:**




MADE IN GERMANY



Der Dr. Stöcker Tiefkühlreiniger ist ein hochwirksamer Spezialreiniger für Böden, Wände und Oberflächen in Kühl- und Tiefkühlbereichen sowie für Gefrierschränke und Tiefkühltruhen. Er kann bei Temperaturen bis -30°C eingesetzt werden, ohne zu gefrieren oder Reinigungstextilien anfrieren zu lassen. Ein Abtauen der Kühlräume oder das Auslagern von Lebensmitteln ist nicht erforderlich.

Der Reiniger entfernt zuverlässig öl- und fetthaltige Verschmutzungen sowie Etikettenreste und eignet sich auch für stark beanspruchte Flächen. Er ist materialschonend und für alle wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen wie Fliesen, Beton, Estrich, Aluminium oder Edelstahl geeignet. Die gereinigten Flächen trocknen schnell und rückstandsfrei.

EINSATZBEREICHE:

- Kühl- und Tiefkühlräume
- Tiefkühl- und Gefrierlager
- Fußböden in Kühl- und Tiefkühlbereichen
- Wand- und Deckenflächen in Kühlhäusern
- Tiefkühltruhen und Gefrierschränke
- Kühltheken und Kühlzellen
- Arbeits- und Ablageflächen in gekühlten Bereichen

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Einsetzbar bis -30°C
- Kein Abtauen notwendig
- Starke Fett- und Schmutzlösekraft
- Materialschonend und hygienisch
- Enteisende Wirkung
- Schnelle, rückstandsfreie Trocknung

DOSIERUNG & ANWENDUNG:

Vor der Erstanwendung Materialverträglichkeit prüfen. Kein Wasser oder feuchte Reinigungstextilien in den Tiefkühlraum einbringen.

WÄNDE & OBERFLÄCHEN:

Produkt unverdünnt aufbringen, ca. 5 Minuten einwirken lassen, ggf. mit Pad nacharbeiten und trocken abziehen
Verbrauch: ca. 100–150 ml/m².

FUSSBODEN:

Produkt unverdünnt auftragen, ca. 10–15 Minuten einwirken lassen, maschinell scheuern und vollständig aufnehmen oder trocken abziehen.
Verbrauch: ca. 250–300 ml/m².

Chemische Fabrik Dr. Stöcker GmbH & Co. KG
Gewerbstraße 19-25 • D-55546 Pfaffen-Schwabenheim
Tel: +49 (0)6701 / 911 780

Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 17.00 Uhr
Freitag von 7.30 bis 13.30 Uhr
www.dr-stoecker.de

